

DURA-STICK[®] PLUS



AVANTAGE :

Qualité : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une conduction optimale du courant.

La référence des électrodes sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus : film textile non lavable.

Dessous : microtissage de fil métal.

Gel hypoallergénique Multistick[™].

Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.

INFORMATIONS :

Les électrodes Dura-Stick[®] Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

D'un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick[®] Plus fil répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
Ø 32 mm (SACHET DE 4)	42219V	3401097384344
Ø 50 mm (SACHET DE 4)	42197V	3401097384405
50 x 90 mm (SACHET DE 4)	42199V	3401097384573
50 x 50 mm (SACHET DE 4)	42198V	3401097547008