



AirSport+™

Optimal bruk

AirSport+ ankelstøtte er en ny design, beregnet på hjelpe skadde eller svekkede ankler med å gjenopprette sitt fulle potensial samt å gi støtte, kompresjon og stabilitet i en komfortabel og brukervennlig støtte. Ideell for aktive personer eller idrettsutøvere som er under rehabilitering etter ankelskader og som ønsker å vende tilbake til idrettsaktiviteter.

Fordeler og egenskaper

- Bilaterale anatomisk formede skall minimerer risikoen for ankelovertråkk (inversjon/eversjon).
- Innovativt ATOP/MOZ snøresystem.
- Gir justerbar, ensartet kompresjon uten å skape trykkpunkter.
- Kryssrem foran.
- Høy ankelrem bak.
- Skumfylte luftceller.
- Pustende materiale.

Bestillingsinformasjon



AIRSPORT+™			
Artikkelnummer			
Venstre	Høyre	Skostørrelse	Størrelse
82-0266-1	82-0265-1	30 - 34	XS
82-0266-2	82-0265-2	35 - 38	S
82-0266-3	82-0265-3	39 - 42	M
82-0266-4	82-0265-4	43 - 47	L
82-0266-5	82-0265-5	>47	XL