



## Stabilizing Speed Pro Ankle Brace

### Optimal bruk

Stabilizing Speed Pro ankelstøtte reduserer risikoen for ankelskade med 61%. Støtten er konturformet, med robuste, ballistiske og forsterkede nylonmaljer, kompresjonsrem rundt hele støtten (på 3 tommer) og avtakbare, leddelte avstivninger. Med Stabilizing Speed Pro-støtten kan trenere være trygge på at idrettsutøvernes sårbare ankler er beskyttet. I tillegg til alle fordelene til Stabilizing Pro, får du med nye Stabilizing Speed Pro et "hurtigsnøringssystem", slik at det går eksepsjonelt raskt å ta støtten på og av.

*\*Source: McGuine T.A., Brooks A. Am J Sports Med. 2011 "The Effect of Lace-up Ankle Braces on Injury Rates in High School Football Players."*

### Fordeler og egenskaper

- 3 tommer elastisk omkretsrem
- Gir tibia/fibula-kompresjon og stabilitet
- Alle remmer er festet
- Ikke-elastiske 8-tallsremmer låser hælbenet, slik at ideell inversjons-/eversjonskontroll oppnås
- Avtakbare mediale/laterale avstivninger gir ekstra støtte og stabilitet uten at det går utover komforten
- Passer komfortabelt i både treningssko og vanlige sko
- Robust materiale tåler krevende idretter
- Komfortabel, høytytende og holdbar

### Bestillingsinformasjon

STABILIZING SPEED PRO ANKLE BRACE		
Artikkelnummer	Farge	Størrelse
11-3235-x-06000	Svart	XXS-XXXL



Kode	Hælmål med strømpe	Størrelse
x=0	23-25cm	XXS
x=1	25-28cm	XS
x=2	28-30,5cm	S
x=3	30,5-33cm	M
x=4	33-36cm	L
x=5	36-38cm	XL
x=6	38-41cm	XXL
x=7	41-43cm	XXXL