



Stabilized Ankle Support

Optimal bruk

Diskré design, fremstilt av uelastisk nylon for komfort, ytelse og holdbarhet. Snøring med åtte stropper, låser calcaneus på plass og kontrollerer inversjon/eversjon. En sirkulær elastisk stropp gir ekstra feste til snøringen, og gir utmerket kompresjon og stabilitet for tibia/fibula. Mediale/laterale avstivere som kan tas av gir forbedret proprioepsjon og stabilitet. Passer enkelt inn i en sports- eller fritidssko. Passer til begge føtter.

Bestillingsinformasjon



STABILIZED ANKLE SUPPORT		
Artikkelnummer	Hælmål med strømpe	Størrelse
79-81352	25 – 28 cm	XS
79-81353	28 – 30,5 cm	S
79-81355	30,5 – 33 cm	M
79-81357	33 – 36 cm	L
79-81358	36 – 38 cm	XL
79-81359	38 – 41 cm	XXL
79-81359-10	41 – 43 cm	XXXL