



Air-Stirrup® II Ankle Brace

Optimal bruk

- Pasienter med ankelforstuinger eller -skader
- Akutte skader
- Postoperativt
- Ankelforstuinger (grad I, II og III)

Fordeler og egenskaper

- Duplex™ Aircell System: ferdigoppblåst distal luftpute og overlappende proksimale luftputer forbedrer sirkulasjonen og reduserer hevelse ved å transportere ødem vekk fra området, noe som gir en raskere legingsprosess og rehabilitering
- Mediale og laterale semiharde skall gir støtte og beskyttelse, samt motvirker økning av inversjon/eversjon eller nye skader
- Baksidens step-in-design og snøring gjør det enkelt å bruke støtten
- Mykt for som puster øker komforten
- Fotsymbol indikerer riktig venstre/høyre-orientering

Bestillingsinformasjon



AIR-STIRRUP® II ANKLE BRACE				
Artikkelnummer				
Venstre	Høyre	Høyde	Lengde	Størrelse
81-02VSL	81-02VSR	21,6cm	<157cm	S
81-02VML	81-02VMR	23,5cm	157-167cm	M
81-02VLL	81-02VLR	26,7cm	>162cm	L