




Achilloforce™ AIR

Optimal bruk

Strikket fotleddsbandasje med to sammenkoblede luftputer under fotbuen og bak hælen, som gir pulserende kompresjon ved hvert trinn og dermed økt blodsirkulasjon og redusert hovenhet og smerte. Luftputen under foten gir avlastning ved plantarfasciitt. **Indikasjoner:** • Kronisk inflammasjon eller inflammasjon i forbindelse med skade på hælsen • Achillestendonitt • Plantarfasciitt.



Fordeler og egenskaper

- Sammenkoblede luftceller (samme som Airheel)
- Luftcellene lager en masserende effekt på hælsen
- Anatomisk utformet bandasje for optimal passform og kompresjon
- Hypoallergent materiale som puster
- Universal modell (passer både høyre og venstre)

Bestillingsinformasjon



ACHILLOFORCE™ AIR		
Artikkelnummer	Ankelledets omkrets	Størrelse
82-0252-1	17-19 cm	XS
82-0252-2	19-21 cm	S
82-0252-3	21-23 cm	M
82-0252-4	23-25 cm	L
82-0252-5	25-27 cm	XL
82-0252-6	27-29 cm	XXL