

## Surround® Ankle

### Optimal bruk

Gir stabilitet i ankelleddet ved å minimere rotasjon. Består av to ytre skall i polypropylen som er koblet sammen av en myk og justerbar fotdel. En unik gel-innerliner gir jevn kompresjon og individuell passform. Gel har ingen "minne", noe som betyr at trykket aldri havner på utskutt ben (malleoler), men i stedet fordeles jevnt over hele linerens område. Passer til begge føtter. Ideell ved akutte forstuinger, kronisk ustabilitet og artrose i vristen.

### Bestillingsinformasjon

SURROUND® ANKLE		
Artikkelnummer	Høyde	Størrelse
81-81193	15 cm	S
81-81195	23 cm	M
81-81197	25,5 cm	L

