



FusioLight

Optimal bruk

DonJoy FusioLight ankelstøtte er en ny design, beregnet på å støtte og stabilisere ankelen samt å gi kompresjon, å hjelpe skadde eller svekkede ankler med å gjenopprette sitt fulle potensial. Dette er en lett struktur med åpen ramme, kombinert med beskyttelsesputer av skum og silikon, og den eksklusive Thermy-Tex™-behandlingen gir optimal støtte og komfort for pasienten. Indikasjoner: • Milde til moderate ankelforstuinger (grad I og II). • Kroniske ankelinstabiliteter. • Brukes posttraumatisk og ved rehabilitering.

Fordeler og egenskaper

- Anatomisk formede stive skall: Tilpasser seg etter pasientens anatomi. Gir støtte og stabilitet. Forhindrer inversjon/eversjon. Skall og vatteringer beskytter ankelledet mot laterale støt
- Eksklusiv Thermy-Tex™-behandling: Fuktabsorberende, pustende, anti-bakteriell, anti-lukt.
- Ny design: Skalldesign med åpen ramme gjør hele strukturen lettere uten at støtten blir dårligere.
- Skum- og silikonvatteringer: Skallene er trukket med beskyttende skumputer for komfortabel kompresjon. Silikoninnlegg innkapslet i skumputene reduserer trykket på ankelknokene.
- Kompresjonsremmer: For å kunne justere kompresjonsnivået etter individuelle behov. Remmene er trådd inn i skallåpningene for sikrere feste.
- Justerbar fotrem: For optimal tilpasning.

Bestillingsinformasjon



FUSIOLIGHT			
Artikkelnummer	Størrelse	Pasientens høyde	Støttens høyde
82-0011-1	S	Barn	17 cm
82-0011-2	M	<165 cm	23 cm
82-0011-3	L	>165 cm	25,5 cm