



## Diabetic Shoe

### Optimal bruk

Behandling av sår på foten eller forebyggende behandling. Alternativ behandling når Diabetic Walker eller Total Contact Casting ikke er aktuelle.

### Fordeler og egenskaper

- IMPAX-nettsåle i trilaminat utformet for å omfordele tyngden vekk fra sårene, med IMPAX-skumblokk som er lett å ta bort
- IMPAX-nett gir en overflate som følger fotsålen
- Pustende lett materiale som øker pasientens komfort
- Firkantet tårom og bredt fotunderlag gir god plass til sårforbinding
- Forsterket tåbeskyttelse mot støt utenfra, som kan tas av og gir enkel tilgang til behandlingsområdet
- Rullesåle som bidrar til å fordele pasientens vekt over fotbuen og avlaster sårområdet
- Plastazote-skumplast kan enkelt rengjøres og vedlikeholdes
- Universal passform for høyre og venstre fot minimerer lagerbeholdningen



### Bestillingsinformasjon



DIABETIC SHOE			
Artikkelnummer	Beskrivelse	Skostørrelse	Størrelse
79-81513	Avlastende diabetessko	35,5 – 38	S
79-81515	Avlastende diabetessko	38,5 – 42	M
79-81517	Avlastende diabetessko	42,5 – 44,5	L
79-81518	Avlastende diabetessko	45 – 48	XL
79-81523	Impax-såle til diabetessko		S
79-81525	Impax-såle til diabetessko		M
79-81527	Impax-sula till diabetessko		L
79-81528	Impax-sula till diabetessko		XL