

PRO CARE®



PodaPro™

Optimal bruk

Kiledesignen til PodaPro Shoe fremmer tilheling ved å overføre vekten bak MP-leddene og ved å redusere trykket på framfoten. Avlastningseffekten er til hjelp ved behandling av sår under metatarsalhoder eller -tær, eller ved post-framfottraumer.

Fordeler og egenskaper

- Justerbart borrelåsbånd
- Sømløs, polstret hælkappe
- Slitesterk såle

Bestillingsinformasjon



PODAPRO™		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
82-0247-1	< 37	XS
82-0247-2	37 - 39	S
82-0247-3	39 - 43	M
82-0247-4	43 - 45	L
82-0247-5	> 45	XL



DJO Nordic AB – Murmansgatan 126 – SE-212 25 Malmö
T 23 96 09 27 – order.nordic@DJOglobal.com

DJOglobal.no