




Night Splint Kit

Optimal bruk

På dagtid er den unike Aircast AirHeel den klinisk utprøvde løsningen som gir best komfort og masserende lindring ved plantar fasciitt. To luftceller er forbundet med hverandre under fotbuen og bakpå hælen og gir pulserende kompresjon for hvert skritt, bidrar til å redusere hevelse og ubehag og forbedre sirkulasjonen. Om natten gir Aircast Dorsal Night Splint både tilpasset fleksjon og optimal komfort for smertelindring ved plantar fasciitt. Termoformet skallføring og anatomisk utformet fotpute gir optimal komfort. Dorsifleksjonsremmen gir tilpasset strekk.

Bestillingsinformasjon



NIGHT SPLINT KIT		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
09PKS	< 39	S
09PKM	39 - 42	M
09PKL	> 42	L