



Podalux II

Optimal bruk

Utformet for bruk etter diverse operasjoner eller skader relatert til fot og tå, spesielt etter hallux valgus-operasjon. Podalux II er en beskyttende sko som holder fot, tær og forfot på plass under rehabilitering. Den har en bred, fast og sklisikker såle for ekstra stabilitet, en avtagbar stiv fotplate for ekstra fasthet og fotbuestøtte, og to borrelåser som gjør at den er enkel å ta på. I tillegg er den foret med stoff i mikromesh som puster for pasientens komfort.

Fordeler og egenskaper

- Passer til begge føtter
- Stiv fotplate som kan fjernes
- Foret med pustende micromesh
- Enkel å ta av og på

Bestillingsinformasjon



PODALUX II		
Artikkelnummer	Skostørrelse	Størrelse
82-0042-1	35 – 36	S
82-0042-2	37 – 38	M
82-0042-3	39 – 40	L
82-0042-4	41 – 42	XL
82-0042-5	43 – 45	XXL
82-0042-6	>45	XXXL