



Arch Rival

Optimal bruk

Patentert prefabrikkert ortosedesign til behandling av mild pes cavus. Arch Rival fremmer naturlig fotfunksjon ved å gi stabilitet og støtdemping og lindre smerter. Området med forsenkning under 1. metatarsalhode gir plass til plantarflekset mellomfotbein og kilebein. Hevet hæl for å dempe kraftig nedslag for hæl og romme stramme leggmuskler. Antimikrobielt, behandlet termodynamisk materiale forhindrer vannblemer og lukt.

Bestillingsinformasjon



ARCH RIVAL	
Artikkelnummer	Størrelse
11-2015-1	A: 35-36
11-2015-2	B: 37-39
11-2015-3	C: 40-42
11-2015-4	D: 43-44
11-2015-5	E: 45-46
11-2015-6	F: 47-48
11-2015-7	G: 49-50