




Podous Boot

Optimal bruk

Lett skall i kvalitetsplast med poly/pile-vattering bidrar til å behandle og forhindre problemer i bena i forbindelse med trauma eller immobilisering, inkludert trykknekrose, ankelkontrakturer og hofteabduksjon eller -rotasjon etter operasjon. Justerbar tåforlenger bidrar til å beskytte tærne. Anti-rotasjonsstang kan omposisjoneres for å assistere med intern eller ekstern rotasjon. Avtakbar transferpute på dorsalsiden for begrenset pasientbevegelse. Passer på høyre og venstre fot. Inneholder ikke lateks. Erstatningsvattering tilgjengelig i pakker på tre (3).

Bestillingsinformasjon



PODOUS BOOT				
Artikkelnummer	Herre	Dame	Leggens omkrets	Størrelse
79-90550	43	42	≤ 56 cm	Regular
79-90551	44	43	≥ 64 cm	XL