



## Pro Night Splint

### Optimal bruk

Pro Night Splint gir forsiktig strekking for å lindre smerter og ubehag forbundet med plantarfasciitis og akilleshendonitt. Et mykt, polstret dorsalskall i termoplast holder foten i nøytral posisjon i 90 grader og gir moderat strekk og optimal komfort. Utformet for en lavprofilert, komfortabel tilpasning og er lett å ta på. Remlukking rundt fot og ankel samt åpen hælde-sign tillater minimal, trygg bevegelse etter behov. To størrelser, høyre eller venstre.

### Bestillingsinformasjon

PRO NIGHT SPLINT	
Artikkelnummer	Størrelse
79-81494	S/M
79-81496	L/XL

