



Podalib Dynamic AFO

Optimal bruk

Indikasjoner: Milde til moderate neurologiske defekter som fører til droppfot. Designet for å assistere bevegelse og minimere unormale gangmønstre. Kompenserer for muskelsvakheter (droppfot) forårsaket av slag, ryggmargsskade, muskeldystrofi, cerebral parese, polio, multipl sklerose.

Fordeler og egenskaper

- Fremmer naturlig bevegelse
- Forbedrer gangen og hjelper pasienten med å oppnå økt gåkapasitet
- Hjelper til med å holde foten i 90° vinkel
- Hjelper til med å kompensere for lateral ubalanse uten å hindre bevegelse
- Lett, komfortabel og diskret – for bruk hver dag
- Allsidig – passer til alle typer sko eller kan brukes barfotet
- Enkel i bruk – justeres med én hånd
- Enkel å tilpasse – bare én enkelt innstilling av den elastiske remmen
- Bilateral (passer venstre og høyre fot)



Bestillingsinformasjon



PODALIB DYNAMIC AFO				
Artikkelnummer	Beskrivelse	Størrelse	Ankelens omkrets	Høyde Ankelmansjett
82-0013-1	Podalib AFO XS	XS	13–19 cm	10 cm
82-0013-2	Podalib AFO S	S	13–20 cm	13 cm
82-0013-3	Podalib AFO M	M	20–27 cm	13 cm
82-0013-4	Podalib AFO L	L	27–34 cm	13 cm