



## Three Panel Knee Splint

### Optimal bruk

Denne tredelte immobiliserende støtten er lett å tilpasse mange ulike benstørrelser. Hvert panel inneholder en egen innsydd aluminiumskinne for ekstra støtte.

### Fordeler og egenskaper

- Slitesterk 3-delt konstruksjon
- Uavhengige avstivere gjør det mulig å justere passform

### Bestillingsinformasjon

THREE PANEL KNEE SPLINT			
Artikkelnummer	10-pakning	Lengde	Størrelse
79-80000		30 cm	Universal
79-80010		35 cm	Universal
79-80110		40 cm	Universal
79-80020	79-80720	50 cm	Universal
79-80021		50 cm	Universal/XL
79-80040		55 cm	Universal
79-80030	79-80730	60 cm	Universal

50 cm og 60 cm i pakker med 10 stk



DJO Nordic AB – Murmansgatan 126 – SE-212 25 Malmö  
T 23 96 09 27 – order.nordic@DJOglobal.com

DJOglobal.no