



Immo Knee 3V

Optimal bruk

Postoperativ immobilisering etter kirurgi av kneligament/kneledd.

Fordeler og egenskaper

- 3 panel konstruksjon, tilpasses de fleste størrelser
- 1 formbar posterior spile for å øke stabilitet.
- 2 aluminium laterale spiler
- Konfortabelt polster og for for pasientens komfort.
- Stropper (38mm bred) med "hook & Loop" lukking for enkel justering.

Bestillingsinformasjon



IMMO KNEE 3V		
Artikkelnummer	Lengde	Størrelse
82-96105	40 cm	S
82-96106	50 cm	M
82-96107	60 cm	L
82-96108	65 cm	XL

For korrekt høyde: måt benets innerlengde og trekk fra 20 cm..