



Immo AT4

Optimal bruk

Ny, lettvekts, pustende kneimmobiliserer med enkelt panel.

Indikasjoner: • Pre- eller post-operativ total immobilisering av kneleddet
• Alle tilstander som krever immobilisering i ekstensjon: ligamentskader, patella- eller meniskskader, kneoperasjoner (artroskopi, artroplastikk m.m.), nødimmobilisering eller forsinket diagnose.

Fordeler og egenskaper

- Skumkonstruksjon – bedre pusteegenskaper for optimal komfort.
- Bilaterale aluminiumkrager.
- Bakre aluminiumkrage.
- Antiglirem.
- Lettvektstruktur – mindre enn 550 gram.

Bestillingsinformasjon



IMMO AT4			
Artikkelnummer	Omkrets	Lengde	Størrelse
82-430-01	30 – 36 cm	30 cm	Ped.
82-440-01	<46 cm	40 cm	S
82-440-02	46 – 51 cm	40 cm	M
82-440-03	52 – 57 cm	40 cm	L
82-440-04	>58 cm	40 cm	XL
82-450-01	<46 cm	50 cm	S
82-450-02	46 – 51 cm	50 cm	M
82-450-03	52 – 57 cm	50 cm	L
82-450-04	>58 cm	50 cm	XL
82-460-01	<46 cm	60 cm	S
82-460-02	46 – 51 cm	60 cm	M
82-460-03	52 – 57 cm	60 cm	L
82-460-04	>58 cm	60 cm	XL

For korrekt høyde: mål benets innrelengde og trekk fra 20 cm.

