



Immo AT4 3V

Optimal bruk

Ny, lettvekts, pustende kneimmobiliserer med tre paneler.

Indikasjoner: • Pre- eller post-operativ total immobilisering av kneleddet
• Alle tilstander som krever immobilisering i ekstensjon: ligamentskader, patella- eller meniskskader, kneoperasjoner (artroskopi, artroplastikk m.m.), nødimobilisering eller forsinket diagnose.

Fordeler og egenskaper

- Universal 3-panelsdesign.
- Perforert skumkonstruksjon – bedre pusteegenskaper for optimal komfort.
- Bilaterale aluminiumkrager.
- Bakre aluminiumkrage.
- Antiglirene.
- Lettvektsstruktur – mindre enn 600 gram.

Bestillingsinformasjon



IMMO AT4 3V		
Artikkelnummer	Lengde	Størrelse
82-43-30	30 cm	Ped.
82-43-01	40 cm	S
82-43-02	50 cm	M
82-43-03	60 cm	L
82-43-04	65 cm	XL

For korrekt høyde: mål benets innerlengde og trekk fra 20 cm.

