



Super Knee Splint

Optimal bruk

Super Knee Splint er en behagelig og stabil støtte i skumplast med alternerende stropper og løkke-/låsfasting. Den kombinerer et L-formet stroppfeste medialt/lateralt med tre doble posteriore avstivere for korrekt immobilisering, med en innebygd justerbar skumpute.

Fordeler og egenskaper

- Løkke-/låsfasting for enkel passform
- Kombinasjon av ulike støtteelementer for korrekt immobilisering
- Tilgjengelig i to lengder og fem størrelser

Bestillingsinformasjon



SUPER KNEE SPLINT			
Artikkelnummer			
50 cm	60 cm	Omkrers*	Størrelse
79-80023	79-80033	35 – 40 cm	S
79-80025	79-80035	40 – 47,5 cm	M
79-80027	79-80037	47,5 – 55 cm	L
79-80028	79-80038	55 – 65 cm	XL
79-80029	79-80039	65 – 75 cm	XXL

*Mål omkrersn 10 cm over midten av patella.



DJO Nordic AB – Murmansgatan 126 – SE-212 25 Malmö
T 23 96 09 27 – order.nordic@DJOglobal.com

DJOglobal.no