



Quick Fit Basic Knee Splint

Optimal bruk

Skumlaminatkonstruksjon med 7,5 cm elastiske remmer med kontakt-lukking gir kompresjonsstøtte og immobilisering. Bakre I-beam-krager med dobbel kontur og bevegelige mediale/laterale doble kragehylser for korrekt tilpasning. Ideell for immobilisering av kneledd.

Bestillingsinformasjon



QUICK FIT BASIC KNEE SPLINT			
Artikkelnummer	Omkrets*	Lengde	Størrelse
79-96011	73,5 cm	25 cm	Universal
79-96012	73,5 cm	30 cm	Universal
79-96014	73,5 cm	35 cm	Universal
79-96016	73,5 cm	40 cm	Universal
79-96018	91,5 cm	50 cm	Universal
79-96019	91,5 cm	50 cm	Universal
79-96021	91,5 cm	55 cm	Universal
79-96024	91,5 cm	60 cm	Universal
79-96026	91,5 cm	65 cm	Universal

*Mål omkretsen 10 cm over midten av patella.