



Posterior Tibia / Fibula Splint

Optimal bruk

Forhåndsformet aluminiumssplint til bruk ved behandling av tibia/fibula- eller ankelbrudd. Ventilasjonshull som letter luftsirkulasjonen og gir økt komfort for pasienten. Ideell ved tverrgående brudd i tibia/fibula eller ankel.

Bestillingsinformasjon

| POSTERIOR TIBIA / FIBULA SPLINT | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| Artikkelnummer | Beskrivelse | Lengde | Bredde | Størrelse |
| 79-72283 | Padded | 28 cm | 18 cm | S |
| 79-72285 | Padded | 34 cm | 20 cm | M |
| 79-72287 | Padded | 40,5cm | 24 cm | L |