



## X-Rom Post-Op Knee Brace

### Optimal bruk

En lett knestøtte til bruk postoperativt, som gir pasienten komfort og stabilitet, og som er enkel å bruke

### Fordeler og egenskaper

- Tele-Fit-teknologi – 4 glidere som beveges uavhengig av hverandre
- Sterk og lett design reduserer risikoen for at støtten flytter på seg
- Bøyerlige hengslestenger gir bedre omslutning for varus/valgus
- Et antimikrobielt belegg nøytraliserer lukt, samtidig som det øker komforten og holdbarheten
- Oppdatert hengsleedesign gir presis kontroll av ROM med innstillinger i trinn på 10 grader fra -10 til 90 graders ekstensjon og -10 til 120 graders fleksjon
- Quick Lock gjør det enkelt å stille inn støtten fra -10 til 30 grader i trinn på 10 grader
- Trykknappbrytere på gliderne for enkel og nøyaktig justering
- Komfortabel tilpasning til en rekke pasientstørrelser
- Støtten leveres klar til å settes på pasienten rett fra emballasjen

### Bestillingsinformasjon

<b>X-ROM POST-OP KNEE BRACE</b>	
<b>Artikkelnummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
11-2181-9	X-Rom Post-Op Knee Brace

