



## Tibial Fracture Brace

### Optimal bruk

Skumforet og formstøpt støtte i Sarmiento-stil som gir den påkrevde tette kontakten for støtte ved tibiafraktur. En bilateral loddrett fotkomponent gir medial/lateral støtte og hindrer distal glidning. Hver støtte leveres med to (2) trikotter med dobbel tykkelse. Mål lengden fra patellas proksimale kant til midt på malleolen.

### Bestillingsinformasjon

TIBIAL FRACTURE BRACE			
Artikkelnummer	Leggens omkrets	Lengde	Størrelse
79-97703	Høyre 28 – 33 cm	38 – 42 cm	S
79-97704	Høyre 33 – 38 cm	46 – 51 cm	M/lang
79-97705	Høyre 33 – 38 cm	42 – 47 cm	M
79-97707	Høyre 38 – 46 cm	46 – 51 cm	L
79-97706	Høyre 38 – 46 cm	49,5 – 54,5 cm	L/lang
79-97693	Venstre 28 – 33 cm	38 – 42 cm	S
79-97694	Venstre 33 – 38 cm	46 – 51 cm	M/lang
79-97695	Venstre 33 – 38 cm	42 – 47 cm	M
79-97697	Venstre 38 – 46 cm	46 – 51 cm	L
79-97696	Venstre 38 – 46 cm	49,5 – 54,5 cm	L/lang

