



X-Act™ ROM Knee

Optimal bruk

DonJoys nye postoperative X-Act™ ROM kneskinne bringer komfort, passform og funksjonalitet til et nytt nivå, og sørger for en forbedret helingsprosess postoperativt. X-Act™ ROM er DonJoys letteste postoperative kneskinne. Rask og enkel påføring, behagelig passform og korrekt beskyttelse under tilhelingsprosessen.

Indikasjoner

- Ligament rekonstruksjon
- Menisk/sene operasjon
- Patella replassering
- Stabile femur frakturer
- Total/delvis kneplastikk
- Høy tibial osteotomi

Fordeler og egenskaper

- Nytt strømlinjeformet slitesterkt aluminiumsledd gir korrekt beskyttelse og kontroll av bevegelsesutslag i intervaller á 10°.
- Teleskopisk tilpasningssystem, med en enkel trykknapp som gir individuell lengdejustering passer skinnen de fleste størrelser
- Nye "quick clip buckles" festes enkelt og gir en figurnær passform rundt leggen med minimal påføringstid
- Unik, selvklebende skumpolstring reduserer forskyvning av skinnen
- Leveres flatpakket for minimal påføringstid

Bestillingsinformasjon

X-ACT™ ROM KNEE	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-2151-9	DonJoy X-Act ROM Knee, Universal, Cool