



X-Act™ ROM Lite

Optimal bruk

Nye, slanke X-Act ROM Lite er den fornuftige løsningen ved postoperativ støtte av knær. Denne lette, brukervennlige støtten har robuste X-Act Rom-hengsler, skumbeskyttelse hele veien rundt og et stropesystem som er lett å justere. De forenklede teleskopavstiverne kan tilpasses forskjellige brukere og kan konturformes etter pasientens bein for varus- og valgusstøtte.

Til immobilisering og beskyttet bevegelsesområde i forbindelse med post-traumatisk behandling, ACL-, PCL-, LCL- og MCL-kirurgi, patellarejustering og menisk- eller senekorreksjoner.

Bestillingsinformasjon

X-ACT™ ROM LITE	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-2161-9	X-Act ROM Lite
25-8953	Strap Kit