



Kneeranger II Universal

Optimal bruk

Post-operativ immobilisering med begrenset bevegelsesutslag. Et polysentrisk ledd på begge sider gjør det enkelt å stille inn fleksjon og ekstensjon på 0°, 15°, 30°, 60° og 90°. Skinnen er tilgjengelig i to ulike lengder, og skumpolstringen kan tilpasses pasientens ben.

Bestillingsinformasjon

KNEERANGER II UNIVERSAL		
Artikkelnummer	Lengde	Størrelse
79-94230	43 cm	Universal/kort
79-94240	66 cm	Universal/lang