



## Cool IROM®

### Optimal bruk

For varmere klimaforhold gir Cool IROM® immobilisering og nøyaktig kontroll av bevegelsesomfanget ved ACL-, PCL-, MCL- og LCL-operasjoner. Formbare ledd-avstivere legger til rette for varus/valgus-innstilling.

### Fordeler og egenskaper

- Kontroll over bevegelsesomfanget i 10°-intervall
- Skinnene kan justeres for varus-/valgusstilling
- 4 stropper og avkortet skumplast
- Integrrert stropp-/leddskinnedesign

### Bestillingsinformasjon



COOL IROM®		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Benlengde, medialsiden
11-0175-2-06000	COOL IROM®, Kort	< 80 cm
11-0175-4-06000	COOL IROM®, Lang	> 80 cm