



Telescoping Cool IROM®

Optimal bruk

For varmere klimaforhold gir Cool IROM® immobilisering og nøyaktig kontroll av bevegelsesomfanget ved ACL-, PCL-, MCL- og LCL-operasjoner.

Fordeler og egenskaper

- Kontroll over bevegelsesomfanget i 10°-intervall
- Støttens lengde kan justeres med ett knappetrykk, uten behov for verktøy
- Enkel og rask å spenne fast
- Støtten kan forlenges på leggen for å unngå forskyvning

Bestillingsinformasjon

TELESCOPING COOL IROM®	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-0970-9-06000	Telescoping Cool IROM®, Universal
11-2092	Kit, + Straps & Pads, ENH Cool IROM

