



Adjustable OA Defiance™

Optimal bruk

Adjustable OA Defiance™ er DonJays toppprodukt innen OA-kneskinner. Skinnen er utformet for aktive pasienter som ikke vil gi avkall på sitt høye aktivitetsnivå. Adjustable OA Defiance er ekstremt lett, og gir holdbar støtte ved middels til kraftig artrose. De bilaterale leddene gir støtte ved ligamentustabilitet, og fungerer sammen med en teleskopisk kondylpute som pasienten selv kan justere for å kontrollere belastningen.

Fordeler og egenskaper

- Spesiallaget etter pasientens mål
- D-ringer som kan vris og følger benets bevegelser
- Basebelastning på 1–7 grader er innebygget i skinnen (3 grader anbefales)
- Teleskopisk kondylpute som kan justeres av pasienten
- Lett karbonfiberskinne
- Gel-kondylpute med 100 % minne for økt komfort
- Antimigrasjonsbånd på leggen
- Polysentrisk kneledd
- Tilgjengelig i to lengder: standard eller kort
- ACL,- PCL- og CI-utforming
- Mange valgmuligheter innen farge og grafikk
- 4-punktsystem som gir ligamentstabilitet

Bestillingsinformasjon

ADJUSTABLE OA DEFIANCE™		
Størrelse	Lår	Legg
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maksimum	97 cm	66,5 cm