



OA Adjuster III

Optimal bruk

Den forbedrede OA Adjuster™ III har nanoMAG™ og er forsterket med en aluminiumskonstruksjon – den mest slitesterke og funksjonelle OA-ortosen fra DonJoy. Den nye konturutformingen tilpasser seg etter leggene, forhindrer glidning og gir maksimal komfort, også for pasienter med store problemer.

Fordeler og egenskaper

- Klinisk påvist effekt.* DonJays Adjuster™-teknikk avlaster litt – eller mye.
- nanoMAG™-teknikk på avlastningssiden gir lettvektsfunksjon med samme styrke som flyaluminium (cirka 540 gram).
- Fleksible gangjern muliggjør en kroppsnære, individuell passform for alle aktivitetsnivåer, med dobbel rett design.
- 4 Points of Leverage™-systemet fra DonJoy gir klinisk påvist ligamentstabilitet.**
 - Fremre lårstøtte. – Bakre skinnbensstøtte. – Nedre lårrem trykker på lårbenet forfra. – Fremre skinnbenrem gir aktiv og konstant belastning for å motvirke fremre tibial translasjon (ATT).

*Matthew Nadaud, Richard Komistek et al, 2006 (J Bone Joint Surg AM, 87:114-119, 2005)

**Fleming, Beynnon, et al 2000 (Am J Sports Med. 2000;28:815-824.)

Bestillingsinformasjon



OA ADJUSTER III		
Artikkelnummer	Påvirkede leddkamre	Ben
11-1590-x	Medial	Høyre
11-1591-x	Medial	Venstre
11-1592-x	Lateral	Høyre
11-1593-x	Lateral	Venstre