



OA Fullforce Knee Brace

Optimal bruk

OA Fullforce har en unik kombinasjon av terapeutiske fordeler. Et avlastnings-system som reduserer smerte, 4-punktsskinne system som reduserer slitasje på ligamenter, og en lettvekts ramme som gir aktive pasienter mulighet for beskyttelse av kneet over lengre distanser. **Indikasjoner:** Symptomer relatert til mild eller moderat artrose eller degenerativ leddsykdom, bruskskader og etter operasjon av menisker, ligamentustabilitet og meniskskade*.

*Fleming BC, Renstrom PA, Beynon BD, Rengstrom PA, Peura GD. The influence of functional knee bracing on the anterior cruciate ligament strain biomechanics in weight bearing and non-weight bearing knees. Am J Sports Med. 2000;28:815-824.

Fordeler og egenskaper

- 3-punkts avlastningssystem: Forflytter smertefull belastning vekk fra det skadede området i kneet.
- Det mekaniske leddet gir mulighet for finjustering av belastningen
- Skinnen har 4 grader innebygd korreksjon
- Det pasientkontrollerte justerbare mekaniske leddet tillater korreksjon av belastning opp til 3 grader for å tilpasses daglige behov
- 4-punktsskinne system er klinisk bevist å redusere ACL slitasje ved å holde kneet i en stabil posisjon for å minimere ytterligere skade av brusken i kneleddet.
- Skumkleddede kondylputer for økt komfort
- Skinnens lette vekt gir en behagelig korrekt passform og tillater maksimal knefunksjon.
- En fleksibel aluminiumsramme kan formes etter pasientens lår eller legg

Bestillingsinformasjon



OA FULLFORCE KNEE BRACE		
Artikkelnummer	Påvirkede leddkamre	Ben
11-1578-x	Medial	Høyre
11-1579-x	Medial	Venstre
11-1580-x	Lateral	Høyre
11-1581-x	Lateral	Venstre