



Clima Flex OA

Optimal bruk

Clima Flex OA er en praktisk OA-ortose for pasienter med mild til moderat kneartrose. Det nye C-6-tøyet gjør den luftig og bekvem å bære. Teleskopleddet muliggjør individuell avlastning som pasienten selv kan justere. Overlappdesignen gjør det lett å ta den på og av, og tillater tilpasning for ulike benformer.

Fordeler og egenskaper

- C-6 Technology™ avansert materiale med kjøleende effekt – Tråder av rent karbon er vevd inn i dette fuktoppsugende, svært pustende og kjøleende antimikrobielle stoffet for å fjerne lukt på en naturlig måte og gi temperaturkontroll.
- Nøkkelfri og avlastende dobbeltjustering – Ny, brukervennlig integrert strammefunksjon med dobbel virkning tillater rask hengseljustering for komfortabel, praktisk avlastning for kneet når som helst, hvor som helst.
- E-Z overlapping – E-Z håndtak og intuitiv overlappdesign sikrer formtilpasset komfort; støtten kan lett justeres for større eller mindre kompresjon basert på pasientens behov og komfort.
- Perfekt tilpasning og kontroll – Halvstive mansjetter skjult i lår og legg sørger for komfortabel støtte og sikkerhet.

Bestillingsinformasjon



CLIMA FLEX OA		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Påvirkede leddkamre
11-8810-x	Clima Flex OA	Medial Høyre/Lateral Venstre
11-8811-x	Clima Flex OA	Medial Venstre/Lateral Høyre