



Sleeve



Wraparound

Playmaker XPert

Optimal bruk

To funksjonelle knestøtter, tilgjengelige i to designalternativer: Wrap og Sleeve. **Indikasjoner:** • Beskyttelse, kompresjon og støtte for milde kneforstuinger, milde til moderate mediale/laterale ligamentlesjoner, kronisk ustabilitet, gjenoppta aktiviteter • Sleeve-versjonen også egnet for meniskskader eller lettere ustabilitet i patella.

Fordeler og egenskaper

- Innlegg bidrar til å holde patella i korrekt posisjon og forbedrer stabiliteten i tilfeller med ustabil patella.
- Øvre og nedre remmer gjør at kompresjonsnivået kan justeres etter behov.
- Remmene muliggjør også optimal individuell tilpasning.
- Redusert støttehøyde (33 cm) gir et mer profilert aspekt.
- Avtakbare polysentriske aluminiumhengsler sikrer medial/lateral stabilitet.
- Bilaterale krager gir støtte for ustabile ligamenter.
- Kragene er formbare og kan tilpasses etter pasientens behov.
- Hengslene er innkapslede for ekstra beskyttelse fra laterale støt (ideelle for sportsbruk).

Wrap-versjon

- Støtten er enklere å ta på og av for pasienter med håndproblemer.
- Lav vekt – mindre enn 300 gram i gjennomsnitt.
- Samme materiale som Playmaker II.
- 4-veis stretch, myk, formtilpassende bakpanel på knehaseområdet.

Bestillingsinformasjon



PLAYMAKER XPert	
Artikkelnummer	Beskrivelse
82-0022-x	Playmaker XPert Sleeve
82-0023-x	Playmaker XPert Wrap

