



Reddie Brace®

Optimal bruk

Enkel å ta på, spesielt for eldre, med 3 mm neoprenstropper som kan dras rundt benet og spennes fast i stroppholderne. Stroppene kan justeres på baksiden for å få alle leddene i rett posisjon. Polysentriske ledd rundt to aksler gir medial/lateral støtte. Også tilgjengelig med popliteal utskjæring.

Fordeler og egenskaper

- Enkel å ta på ved å dra stroppene rundt benet og spenne dem fast i stroppholderne
- Justerbare stropper på baksiden for leddposisjonering
- Ledd som kan tas ut
- Tilgjengelig i syv ulike størrelser

Bestillingsinformasjon



REDDIE BRACE®	
Artikkelnummer	Beskrivelse
79-8239x	Reddie® Brace

