



Stabilax

Optimal bruk

En elastisk strikket knestøtte med avtakbare bilaterale hengsler, slik at støtten kan tilpasses til ulike faser av rehabiliteringen.

Indikasjoner: • Støtte etter mild til moderat medial og lateral ligamentskade • Post-operativ støtte etter meniskskade/meniskoperasjon • Støtte for ustabil patella • Støtte og kompresjon for kronisk ustabilt kne • Proprioseptiv og neuro-muskulær stimulering ved hjelp av kompresjon.

Fordeler og egenskaper

- Elastisitet i flere retninger – styrker proprioseptiv stimulering gjennom sensorisk respons.
- Anatomisk 3-D-strikkning – tilpasser seg etter benet og gir optimal passform og en økende kompresjonseffekt.
- Komfort i fleksjon – løsere strikking for knehasen for uhindret fleksjon.
- Patellastabilitet – avstiving bidrar til å holde patella i korrekt posisjon.
- Bilaterale polysentriske hengsler gir stabilitet for svekket kneledd.
- Øvre og nedre remmer (trædd inn på hengslene) gir ekstra kompresjon og hold.
- Smertelindring – kompresjonseffekten til den elastiske strikkingen bidrar til å redusere hevelser og lindre smerter.
- Stabilisering – bilaterale hengsler støtter ustabilt kneledd og hjelper pasienten med å gjenvinne trygghet og mobilitet.

Bestillingsinformasjon



STABILAX	
Artikkelnummer	Lårets omkrets
82-0012-1	35 – 38 cm
82-0012-2	38 – 42 cm
82-0012-3	42 – 46 cm
82-0012-4	46 – 49 cm
82-0012-5	49 – 53 cm
82-0012-6	53 – 57 cm

