



Genuforce / Genuforce Wide

Optimal bruk

Strikket knemansjett med intelligent kompresjonsprofil for optimal støtte og komfort. 5 nye størrelser lagt til for at produktet skal passe til tykkere lår.

Indikasjoner: • Postoperativ eller posttraumatisk bruk • Kronisk mykvevsbetennelse i leddet • Tilbakevendende leddeffusjoner, hovenhet, belastningsrelaterte smerter i fot og kne • Kronisk ustabilitet, milde ligamentskader, meniskskader • Mild osteoartritt.

Fordeler og egenskaper

- 3D anatomisk formet strikket mansjett gir kompresjon
- Pustende, hypoallergenisk materiale
- Fleksibel silikonavstiver reduserer trykket på kneskålen
- Krøller ikke, sklir ikke men gir støtte, stabilitet og komfort

Bestillingsinformasjon



GENUFORCE

Artikkelnummer	Lårets omkrets	Omkrets legg	Størrelse
82-0027-1	37 – 40 cm	25 – 28 cm	XS
82-0027-2	40 – 43 cm	28 – 31 cm	S
82-0027-3	43 – 46 cm	31 – 34 cm	M
82-0027-4	46 – 49 cm	34 – 37 cm	L
82-0027-5	49 – 52 cm	37 – 40 cm	XL
82-0027-6	52 – 55 cm	40 – 43 cm	XXL
82-0027-7	55 – 58 cm	43 – 46 cm	XXXL

GENUFORCE WIDE

Artikkelnummer	Lårets omkrets	Omkrets legg	Størrelse
82-0027-8	49 – 52 cm	34 – 37 cm	4+ = L+
82-0027-9	52 – 55 cm	37 – 40 cm	5+ = XL+
82-0027-10	55 – 58 cm	40 – 43 cm	6+ = XXL+
82-0027-11	58 – 62 cm	43 – 46 cm	7+ = XXXL+
82-0027-12	62 – 65 cm	46 – 49 cm	8+ = XXXXL+

