



Bilaterala aluminiumleder

## Rotulax™ Elastic Knee

### Optimal bruk

Generell stabilisering ved akutt patellaskade. Forebyggende bruk ved hypermobil patella. Støtten består av strikket elastisk materiale, med løsere poplietal strikk for ytterligere komfort. Ikke-komprimerende materiale på patella for å forhindre ødem. Fleksible bilaterale skinner. Kan brukes på begge ben. Kan også bestilles med åpen patella.

### Bestillingsinformasjon



ROTULAX™ ELASTIC KNEE			
Artikkelnummer			
Lukket patella	Åpen patella	Omkrets	Størrelse
S140B-1	S145B-1	35 – 38 cm	XS
S140B-2	S145B-2	39 – 42 cm	S
S140B-3	S145B-3	43 – 46 cm	M
S140B-4	S145B-4	47 – 49 cm	L
S140B-5	S145B-5	50 – 53 cm	XL
S140B-6	S145B-6	54 – 57 cm	XXL