



Defiance III®

Defiance®

Optimal bruk

Den individuelt produserte Defiance® er DonJoys toppprodukt på området 4-punkts kneligamentsortoser. Ortosen spesialproduseres i karbon ut fra pasientens mål og gir en perfekt passform. Denne svært lette og sterke ortosen anbefales ved lett til alvorlig ACL-, PCL-, MCL- og LCL-instabilitet. Ortosen kan bæres under klær. Som den sterkeste av DonJoys funksjonelle ortoser anbefales Defiance ved kontaktidrett, og dens lave vekt gjør den også ideell for hverdagsaktiviteter.

Fordeler og egenskaper

- Klinisk bevist 4-Points-of-Leverage™-design og FourcePoint™ -leddteknologi for maksimal ACL-beskyttelse
- Leveres med Forcepointledd, polycentriskledd, OA-ledd eller Droplockledd
- Anatomisk utformet på lårets innside
- ACL-, PCL- og CI (Combined Injury)-utforming
- Suprakondylære puter
- Anti-migrasjonsstropp på leggen
- Lett skinne i karbonfiber
- Spesiallaget for pasientens mål
- CI-versjon (Combined Injury) med en stropp på lårets fremside
- Kan leveres med PowerCaps, som anbefales for kontaktsport
- Tilgjengelig med kort skinne på leggen.
- D-ringer som kan vris og følger benets bevegelser
- Mange valgmuligheter innen farge og grafikk
- 4-punktsystemet gir ligamentstabilitet
- Fleksjonsstopp: 45°, 60°, 75° og 90°
- Ekstensjonsstopp: 0°, 10°, 20°, 30° og 40° (10° er installert)
- Tilgjengelig i tre lengder: standard, kort og standard med kort legg eller lår

Bestillingsinformasjon

| DEFIANCE® | | |
|-----------|---------|---------|
| Størrelse | Lår | Legg |
| Minimum | 31,8 cm | 26 cm |
| Maksimum | 97 cm | 66,5 cm |

Skinnen spesiallages etter pasientens mål.