



## Armor

### Optimal bruk

Armor er den kraftigste prefabrikkerte kneskinnen på markedet, og er utformet for aktive personer som trenger ligamentbeskyttelse ved høy aktivitet, ekstremsport eller ved høy grad av instabilitet. **Indikasjoner:** forebyggende ved hyperekstensjon, moderat til stor ACL-, PCL- eller CI-ustabilitet, MCL/LCL-ustabilitet, ACL- eller PCL-rekonstruksjon samt hyperekstensjon.

### Fordeler og egenskaper

- Anatomisk formet skinne på lårets innside muliggjør bruk av skinner bilateralt.
- Sterk aluminiumsskinne, kun 3 mm tykk.
- Antimigrasjonsbånd proksimalt på leggen forhindrer glidning.
- D-ringer som kan vris og følger benets bevegelser.
- Holdbar sølvtonet pulvermaling.
- ACL-, PCL- og CI (Combined Injury)-utforming.
- 4-punktssystemet gir ligamentstabilitet.

### Bestillingsinformasjon

ARMOR				
Artikkelnummer	Ligament	Ledd	Lengde	Ben
11-1444-x	ACL	Standard	Standard	Høyre
11-1445-x	ACL	Standard	Standard	Venstre
11-1449-x	PCL	Standard	Standard	Høyre
11-1450-x	PCL	Standard	Standard	Venstre
11-1447-x	CI	Standard	Standard	Høyre
11-1448-x	CI	Standard	Standard	Venstre
11-1004-x-26000	ACL	Standard	Short	Høyre
11-1005-x-26000	ACL	Standard	Short	Venstre
11-1029-x-26000	CI	Standard	Short	Høyre
11-1030-x-26000	CI	Standard	Short	Venstre

