

Renegade

Optimal bruk

Renegade, det perfekte supplementet til et ekstraordinært utvalg av knestøtter, benytter velprøvd teknologi og har den kliniske effektiviteten som du forventer av DonJoy.

Indikasjoner: Moderat til alvorlig instabilitet i kneet, hyperekstensjon, ACL-skader og -rekonstruksjoner, MCL/LCL-instabiliteter eller profylaktisk bruk.

Fordeler og egenskaper

- Komfortsone – Ultramyke semsketvatteringer og puter sørger komfortabel bevegelse
- Velprøvd beskyttelse – 4-Points-of-Leverage (firepunkts) dynamisk rammedesign gir betydelig mindre belastninger på ACL (fremre korsbånd)
- Trykkavlastning – Kileformet tibiavattering reduserer trykket på knesenen
- Stramming – Støpte låsemekanismer (x5) gir ekstra remsikkerhet

Bestillingsinformasjon



RENEGADE		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Ben
11-0890-x	Renegade, ACL, Standard Calf	Venstre
11-0891-x	Renegade, ACL, Standard Calf	Høyre
11-0845-x	Renegade, ACL, Short Calf	Høyre
11-0846-x	Renegade, ACL, Short Calf	Venstre
11-0905-x	Renegade, CI, Standard Calf	Høyre
11-0906-x	Renegade, CI, Standard Calf	Venstre
11-0907-x	Renegade, CI, Short Calf	Høyre
11-0908-x	Renegade, CI, Short Calf	Venstre

