



## 4Titude®

### Optimal bruk

4Titude beskytter ligamentene i sammenheng med hverdagslige aktiviteter og lettere sportsaktiviteter.

### Fordeler og egenskaper

- Leveres med Fource Point-ledd, den eneste skinneteknologien som gir klinisk bevist ACL-beskyttelse
- Sterk og lett aluminiumsskinne (3 mm tykk)
- Formbare lår- og leggskinner for bedre passform
- Suprakondylære puter som hindrer forskyvning
- ACL-, PCL- og CI-utforming
- Fleksjons- og ekstensjonsstopp
- To lengder
- 4-punktsystem som gir ligamentstabilitet

### Bestillingsinformasjon



4TITUDE®				
Artikkelnummer	Ligament	Ledd	Lengde	Ben
11-0830-x-06060	ACL	Standard	Standard	Høyre
11-0831-x-06060	ACL	Standard	Standard	Venstre
11-0832-x-06060	PCL	Standard	Standard	Høyre
11-0833-x-06060	PCL	Standard	Standard	Venstre
11-0834-x-06060	CI	Standard	Standard	Høyre
11-0835-x-06060	CI	Standard	Standard	Venstre
11-0836-x-06060	ACL	Standard	Short	Høyre
11-0837-x-06060	ACL	Standard	Short	Venstre
11-0838-x-06060	PCL	Standard	Short	Høyre
11-0839-x-06060	PCL	Standard	Short	Venstre
11-0840-x-06060	CI	Standard	Short	Høyre
11-0841-x-06060	CI	Standard	Short	Venstre