



SE 4-Point Knee Brace

Optimal bruk

DonJoy SE 4-punkts kneortose benytter DonJoys patenterte fire-punktssystem – Four Points of Leverage – og gir støtte til aktive pasienter ved mild til kraftig fremre korsbåndskade (ACL) og/eller ustabilitet ved bakre korsbåndskade (PCL), samt skade på indre (MCL) og ytre (LCL) leddbånd. Ortoesen har et ytre skall som ikke fliser opp, og som også er trygt å bruke i salt- og ferskvann.

Fordeler og egenskaper

- Patentert system som støtter på fire punkter
- Lett og lavprofilert konstruksjon
- Avtakbare føringer og puter
- Fleksjons-/ekstensjonskontroll
- Robust skall av Kraton

Bestillingsinformasjon



| SE 4-POINT KNEE BRACE | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| Artikkelnummer | Beskrivelse | Ben |
| 11-0980-X-06160 | SE 4-Point ACL | Høyre |
| 11-0981-X-06160 | SE 4-Point ACL | Venstre |
| 11-0982-X-06160 | SE 4-Point PCL | Høyre |
| 11-0983-X-06160 | SE 4-Point PCL | Venstre |
| 11-0984-X-06160 | SE 4-Point CI | Høyre |
| 11-0985-X-06160 | SE 4-Point CI | Venstre |