



Sleeve



Wraparound

Playmaker® II

Optimal bruk

Også lette ligamentskader kan sette stopp for vanlige aktiviteter. Playmaker® II fra DonJoy gir den stabiliteten og komforten som er nødvendig for å styrke bevegelsesevnen. Passer også bra ved hyperekstensjonsproblematikk.

Fordeler og egenskaper

- Hi10™ (bakside i slitesterk nylon/elastanstoff) gir overlegen komfort og passform
- DonJays effektive DIII-gangjern gir tilpasset design som håndterer ROM-innstillinger
- Produsert i et materiale (spacer fabric) som puster og ikke blir for varm
- Formstøpte spenner muliggjør rask og enkel justering av remmene for sikker og bekvem passform.
- Sleeve eller wraparound modell
- Forcepointledd eller standardledd

Bestillingsinformasjon



PLAYMAKER® II	
Artikkelnummer	Beskrivelse
11-3495-x	Playmaker II, Standard Hinge
11-3499-x	Playmaker II, Standard Hinge, Donut
11-3504-x	Playmaker II, Forcepoint
11-3497-x	Playmaker II, Wrap, Standard Hinge