



## ErgoForm™

### Optimal bruk

- Universell tommelimmobiliserer
- Alle indikasjoner som krever immobilisering av tommelleddene
- Indisert til forstuing av tommelen, sublukasjons, dislokasjon, tommelartrose

### Fordeler og egenskaper

- Ergonomisk utforming
- Universalmodell, passer både til høyre og venstre hånd
- Enkel påsetting ved hjelp av justerbart "Stop Strap"-system
- Formbar tommelavstiver i aluminium for optimal plassering
- Distal rem som fester tommelen
- Materialet Advanced Ozone™ fremmer luftgjennomstrømning
- Pustende ved generell bruk, sunt for huden og god komfort døgnet rundt under forskjellige fukt- og varmekforhold.
- Anatomisk utformet, med individuell tilpasning
- Lett lavprofildesign
- Tilgjengelig i to størrelser

### Bestillingsinformasjon



ERGOFORM™		
Artikkelnummer	Håndleddsomkrets	Størrelse
82-96190	12 - 16 cm	T0
82-96191	14 - 18 cm	T1
82-96192	18 - 22 cm	T2