



CarpaForm™

Optimal bruk

- Funksjonell håndleddsstøtte ved karpaltunnelsyndrom
- Karpaltunnelsyndrom
- Tendinopati, tenosynovitt

Fordeler og egenskaper

- Ergonomisk, ultralett design
- Støttende ytre skjelett-design for dekompresjon av karpalnerven
- Formbar struktur i aluminium gir individtilpasset støtte
- Støtter håndleddet i nøytral posisjon og kan brukes om natten
- Versjoner for venstre eller høyre hånd
- Justeres og tilpasses enkelt
- Tilgjengelig i tre størrelser

Bestillingsinformasjon



CARPAFORM™			
Artikkelnummer		Håndleddsomkrets	Størrelse
Høyre	Venstre		
82-96232	82-96222	13 - 16,5cm	S
82-96233	82-96223	16,5 - 19,5cm	M
82-96234	82-96224	19,5 - 25cm	L