



## Comfortform™ Boxer's Splint

### Optimal bruk

Håndleddsstøtte av lett materiale som puster. Alternativ til ulnargips eller skinne. Formbar ulnarskinne gir dorsal blokkering og holder leddene på fjerde og femte finger i full fleksjon etter skade. Ideell til metakarpalf-raktur, skade på fleksorene og/eller nerven i det fjerde og femte metakarpofalangeale området.

### Bestillingsinformasjon



COMFORTFORM™ BOXER'S SPLINT				
Artikkelnummer				
Venstre	Høyre	Omkrets	Lengde MP-blokk	Størrelse
79-87462	79-87452	<14 cm	21,5cm	XS
79-87463	79-87453	14 – 16,5cm	21,5cm	S
79-87465	79-87455	16,5 – 19cm	21,5cm	M
79-87467	79-87457	19 – 21,5cm	21,5cm	L
79-87468	79-87458	>21,5cm	21,5cm	XL