



Comfortform™ Wrist with Abducted Thumb

Optimal bruk

Slitesterk håndleddsstøtte foret med pustende Lycra® for god komfort. Formstøpt aluminiumsskinne bidrar til anatomisk riktig passform og støtte for både håndledd og tommel. Ideell for forstuinger, forstrekninger og symptomkontroll ved karptaltunnelsyndrom. Tilgjengelig i fem størrelser.

Bestillingsinformasjon



COMFORTFORM™ WRIST WITH ABDUCTED THUMB				
Artikkelnummer				
Venstre	Høyre	Håndleddsomkrets	Lengde	Størrelse
81-87312	81-87302	<14 cm	19 cm	XS
81-87313	81-87303	14 – 16,5 cm	19 cm	S
81-87315	81-87305	16,5 – 19 cm	20 cm	M
81-87317	81-87307	19 – 21,5 cm	21,5 cm	L
81-87318	81-87308	>21,5 cm	21,5 cm	XL

