



## Universal Wrist / Forearm Splint

### Optimal bruk

Nylon/fiber som puster, med flanelfor. Borrelåslukking. Justerbar aluminiumsskinne gir palmar og dorsal støtte. Tilgjengelig i lengdene 18 cm og 25,5 cm. Ideelt for immobilisering etter kirurgi, etter gipsbandasjering og ved forstuing eller forstrekning av håndleddet.

### Bestillingsinformasjon



UNIVERSAL WRIST / FOREARM SPLINT				
Artikkelnummer				
Venstre	Høyre	Håndleddsomkrets	Lengde	Størrelse
79-87060	79-87050	<23 cm	25,5 cm	Universal
79-87080	79-87070	>23 cm	18 cm	Universal